

Was wird gemessen?

Das Mexameter® MX 18 ist ein einfaches, schnelles und wirtschaftliches System zur Messung der beiden Hauptfarbkomponenten der Haut: Melanin und Hämoglobin (Erythem).

Das Messprinzip

Die Messung basiert auf Absorption/Reflexion. Die Sonde des Mexameter® MX 18 sendet drei spezifische Wellenlängen von Licht aus. Ein Empfänger misst, wie viel davon von der Haut reflektiert wird. Da die ausgesendete Lichtmenge bekannt ist, kann die von der Haut absorbierte Lichtmenge errechnet werden.


Anwendungsgebiete

Es gibt unzählige Einsatzgebiete, in denen Farbunterschiede der Haut eine große Rolle spielen. Viele internationale Studien belegen die Vorteile in wichtigen hautbezogenen und kosmetischen Anwendungen.

- Die Sonde ist ein unabdingbares Werkzeug für Wirksamkeitstests und Werbeaussagenuntermauerung von Kosmetika und anderen Produkten (besonders für die Entwicklung von Sonnenschutz-, Aufhellungs- oder hautberuhigenden Produkten).
- Für die Arbeitsmedizin spielt besonders die Messung der Hautirritation (Erythemwert) eine große Rolle zur Untermauerung der Notwendigkeit der Anwendung von Hautschutzprodukten.
- Auch andere Materialien, z.B. Lebensmittel können untersucht werden.

Vorteile

- Die moderne, hochwertige Elektronik der Sonde erlaubt eine sehr schnelle Messung.
- Sie kann kleinste Farbunterschiede aufzeigen.
- Die handliche Sonde erlaubt Messungen an allen Körperstellen.
- Eine Feder im Sondenkopf sorgt für konstanten, leichten Andruck der Sonde auf die Haut und somit für exakte, reproduzierbare Messergebnisse.
- Kann mit den C+K MPA-Systemen, als Einzelgerät oder kabellose Sonde bezogen werden.



Technische Daten:

Maße: 13 cm x Ø 2,4 cm, Messfläche: Ø 5 mm ≈ 19,6 mm², Sondenkabel: 1,3 m, Gewicht: 85 g inkl. Kabel

Messprinzip: Reflexion

Nominale Wellenlängen (Peaks): grün: λ = 568 nm, rot: λ = 660 nm, infrarot: λ = 870 nm

Einheiten: relative Mexameter® Einheiten (0-999); Messungenauigkeit: ± 5%

Technische Änderungen vorbehalten.

Courage+Khazaka electronic GmbH seit 1986
 Mathias-Brüggen-Str. 91 · 50829 Köln · GERMANY
 Tel. +49 (0)221 9 56 49 90 · Fax +49 (0)221 9 56 49 91
 info@courage-khazaka.de · www.courage-khazaka.de

